Fyzikální praktikum II 9. Polarizace světla

FJFI ČVUT v Praze

Jméno: Michal Červeňák Kolega: Ondřej Glac

Kruh: **Útorok** Číslo skup.: 1

Měřeno: 25.5.2017 Zpracování: 4 h Klasifikace:

1 Pracovní úkol

1. DU: Odvo ďte vzorec (1) pro Brewsterův úhel úplné polarizace. Vycházejte z Obr. 1 a ze zákona lomu světla na rozhraní dvou optických prostředí. Spočtěte Brewsterův úhel pro rozhraní vzduch - skleněné zrcadlo. Při měření Brewsterova úhlu se doporučuje mít připravenou tabulku v Excelu pro výpočet stupně polarizace.

- 2. Při polarizaci bílého světla odrazem na černé skleněné desce proměřte závislost stupně polarizace na sklonu desky a určete optimální hodnotu Brewsterova úhlu. Výsledky zaneste do grafu a porovnejte s vypočtenou hodnotou z domácího úkolu.
- 3. Cernou otočnou desku nahraď te polarizačním filtrem a proměřte závislost intenzity polarizo-vaného světla na úhlu otočení analyzátoru (Malusův zákon). Výsledek srovnejte s teoretickou předpovědí, znázorněte graficky a výsledek diskutujte.
- 4. Na optické lavici prozkoumejte vliv čtyř celofánových dvojlomných filtrů, způsobujících interferenci. Vyzkoušejte vliv otáčení analyzátoru vůči polarizátoru a vliv otáčení dvojlomného filtru mezi zkříženými i rovnoběžnými polarizátory v bílém světle. Pozorováním zjistěte, které vlnové délky (barvy) se interferencí zvýrazní. Výsledky pozorování popište.
- 5. Pomocí dvou polarizačních filtrů, fotočlánku a barevných filtrů změřte měrnou otáčivost křemene s tloušťkou 1 mm pro 4 vlnové délky světla. Jakou závislost pozorujete mezi vlnovou délkou světla a měrnou otáčivostí? Naměřené hodnoty porovnejte s tabulkovými. Jak se změní výsledek když použijete křemenný vzorek s větší tloušťkou? Diskutujte naměřené výsledky.

2 Teória

2.1 určenie polarizácie na základe súboru intenzít

Pre naše meranie boli namerané stredné hodnoty

1. $\langle E_x^2 \rangle_r$ ako hodnota odpovedajúceho napätia pre natočený polarizačný filter o 0°.

- 2. $\langle E_y^2 \rangle_r$ ako hodnota odpovedajúceho napätia pre natočený polarizačný filter o 90°.
- 3. $\langle E_x E_y \rangle_r + \frac{1}{2} \left\langle E_y^2 \right\rangle_r + \frac{1}{2} \left\langle E_x^2 \right\rangle_r$ ako hodnota odpovedajúceho napätia pre natočený polarizačný filter o 45 °.
- 4. $\langle E_x \left(\omega t \pi/2\right) E_y \left(\omega t\right) \rangle_r + \frac{1}{2} \left\langle E_y^2 \right\rangle_r + \frac{1}{2} \left\langle E_x^2 \right\rangle_r$ ako hodnota odpovedajúceho napätia pre natočený polarizačný filter o 45° so zaradením štorvlnnej dostičky.

2.2 merná otáčavosť

Pre otáčavosť platí vzťah z [?]

$$\alpha = \frac{B}{\lambda^2} \,,$$

kde λ je vlnová dĺžka a A a B sú merné otáčavosť. V našom prípade musíme otáčavosť ešte vydeliť hrúbkou d vzorku teda dostávame

$$\alpha = \frac{Ad}{\lambda^2} \, .$$

2.2.1 Spracovanie chýb merania

Označme $\langle t \rangle$ aritmetický priemer nameraných hodnôt t_i , a Δt hodnotu $\langle t \rangle - t$, pričom

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} t_i \,, \tag{1}$$

a chybu aritmetického priemeru

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2}{n(n-1)}},$$
(2)

pričom n je počet meraní.

3 Pomôcky

Optická lavice, otočné černé zrcadlo, 2x polarizační filtr, multimetr, otočný držák pro dvojlomný vzorek, čtvrtvlnná destička, světelný zdroj s matnicí, fotočlánek, 4 celofánové dvojlomné filtry, 4 barevné filtry, křemenný klín

4 Výsledky merania

4.1 Určenie Brewsterového uhlu

Pomocou vzťahu 1, 2, 3 a 4 z 2.1 bola spočítaná polarizácia P pre jednotlivé uhly dopadu doštičky, namarané a spočítané dáta sú v tabuľke 1

<u>φ</u> [°]	$\frac{U_1}{[\mathrm{mV}]}$	$\frac{U_2}{[\mathrm{mV}]}$	$\frac{U_3}{[\mathrm{mV}]}$	$\frac{U_4}{[\mathrm{mV}]}$	$\frac{ P }{[\operatorname{Cm}^{-2}]}$
30 ± 1	5.0 ± 1.0	2.2 ± 1.0	$15,0 \pm 1,0$	4.0 ± 1.0	$3,19 \pm 2,39$
40 ± 1	$10,3 \pm 1,0$	1.0 ± 1.0	$10,0 \pm 1,0$	5.3 ± 1.0	$1,13 \pm 0,95$
50 ± 1	$12,4 \pm 1,0$	0.1 ± 1.0	7.2 ± 1.0	8.8 ± 1.0	$1,02 \pm 0,94$
60 ± 1	$18,5 \pm 1,0$	-1.3 ± 1.0	5.5 ± 1.0	$15,4 \pm 1,0$	$1,\!27 \pm 0,\!98$
70 ± 1	$28,0 \pm 1,0$	4.0 ± 1.0	6.0 ± 1.0	$23,1 \pm 1,0$	$1,00 \pm 0,94$

Tab. 1: Namerané hodnoty napätí U_i v závislosti na uhle dopadu φ a vypočítaná hodnota polarizácie |P|.

4.2 Malusov zákon

V grafe Obr. 1 je vynesená závislosť uhlu analyzačného filtru φ na intenzite svetelného toku reprezentovaného napätím na dióde U, preložená závislosťou $f(\varphi) = (0.14 \pm 0.07)\cos^2(\varphi) + (0.034 \pm 0.005)$. Pri fitovaní funkciou $f(\varphi) = A\cos^2(B\varphi + C) + D$ boli zafixované parametre B = 1 a C = 0, ktoré vychádzajú definície polarizácie.

4.3 Optická aktivita kremeňa

V grafoch Obr. 2 až Obr. 5 sú vynesená namerané hodnoty intenzity reprezentovanej napätím U v okolí jej maxima a preložené funkciou $f(\varphi) = A\cos^2(B\varphi + C) + D$, kde boli parametre B = 1 a D = 0 fixované. Z fitu boli uhly otočenia pre jednotlivé filtre vynesená v závislosti na vlnovej dĺžke svetla do grafu Obr. 6 a preložené funkciu

$$\alpha(\lambda) = \frac{d(5.64 \pm 1.10) \cdot 10^6}{\lambda^2} [^{\circ}, \text{mm}, \text{nm}], \qquad (3)$$

kde d je hruba kremeňa v našom pripade d = 1,7 mm.

5 Diskusia


5.1 Určenie Brewsterového uhlu

Pri určovaní tohoto uhlu sme počítali s chybou odčítavania uhlu polu s chybou úvodnej kalibrácie $\Delta \varphi = 1^{\circ}$. Pri meraní napätia však hodnota nebola ustálená a neustále sa menila v rozsahu aj niekoľko desiatok %.


V tabuľke 1 je však chyba bez započítania tejto chyby a je tam zahrnutá len chyba meracieho prístroja pristroja. V tejto tabuľke zároveň vidíme, že hodnota |P| pre ktorú by malo platiť $0 \le |P| \le 1$ m je väčšia ak 1, čo nasvedčuje zle nameraných hodnotám predovšetkým hodnoty U_3 .

5.2 Malusov zákon


V grafe Obr. 1 vidíme, funkcia \cos^2 neodpovedá dobre nameranej závislosti. Dôvodov bude asi viac, v prvej rade to bude samotná dióda, ktorou sa merala intenzita, ktorá




Obr. 1: Namerané hodnoty intenzity reprezentovanej napätím U na uhle otočenia analyzačného polarizačného filtra φ , preložená závislosť $f(\varphi) = (0.14 \pm 0.07)\cos^2{(\varphi)} + (0.034 \pm 0.005)$




Obr. 2: Namerané hodnoty intezty reprentovanje napätim U na úhle otočenia polarizačného filtra φ pre modrý filter




Obr. 3: Namerané hodnoty intezty reprentovanje napätim Una úhle otočenia polarizačného filtra φ pre zelený filter



Obr. 4: Namerané hodnoty intezty reprentovanje napätim U na úhle otočenia polarizačného filtra φ pre oranžový filter



Obr. 5: Namerané hodnoty intezty reprentovanje napätim U na úhle otočenia polarizačného filtra φ pre červený filter



Obr. 6: Namerané hodnoty úhlu stočenia osi polorizácie α na vlnovej dlžke svetla λ

bude mať pravdepodobne kalibračnú krivku intenzity k napätiu nelineárnu. Možnou ďalšiu príčinou je nedokonalosť polarizačných filtrov, a vplyv okolitého žiarenia.

5.3 Optická aktivita kremeňa

V tomto meraní hrala najväčšiu úlohu chyba multimetru a premenlivosť meraného napätia. Táto nestálosť napätia spôsobila nemožnosť odčítavania je ho veľkú chybu $\Delta U = 1 \, \mathrm{mV}$, pričom stojí za pripomenutie, že hodnoty sa pohybovali v rádoch jednotiek mV. Aj napriek tomu sa podarilo získať nejaké hodnoty a zistiť mernú otáčavosť kremeňa.

6 Záver

Brewsterového uhol sa nám nepodarilo nájsť a overiť platnosť tohoto zákona. Naše namerané hodnoty odpovedajú Malasovmu zákonu. Merný otáčavý uhol kremeňa bol určený $A=(5,64\pm1,10)\cdot10^{-9}$ °m.

Reference

[1] Polarizace světla [cit. 2.5.2017]Dostupné po prihlásení z Kurz: Fyzikální praktikum II:https://praktikum.fjfi.cvut.cz/pluginfile.php/422/mod_resource/content/7/Polariace_170223.pdf